


A 200

Vogn

til optimal anbringelse af 38 pipetter.



- Til anbringelse af 10 100 ml-pipetter i række 1, afstand 20 mm
- Til anbringelse af 14 25 ml-pipetter i d. 2. række, afstand 26 mm
- Til anbringelse af 14 10 ml-pipetter i d. 3. række, afstand 26 mm

EAN: 4002516854012 / Materiale nummer: 12667060 /

Gammelt materiale nummer: 69620001D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktkategori	
Vogn til pipetter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Kapacitet	
Pipetter [antal]	38
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	397
Udvendigt mål, nettobredde i mm	529
Udvendigt mål, nettodybde i mm	546
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	520
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	550
Nettovægt i kg	4,95
Bruttovægt i kg	6,38