


A 201

Vogn

til optimal anbringelse af anæstesisæt.



- 8 dyser m. fjederholdere, til vejtrækningsslanger på maks. 1,5 m
- Opbevaring på spiral
- 15 injektordyser til inkubationsmateriale

EAN: 4002516854005 / Materiale nummer: 12667090 /

Gammelt materiale nummer: 69620101D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Vogne til anæstesiinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Kapacitet	
AN-sæt [antal]	3
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	434
Udvendigt mål, nettobredde i mm	531
Udvendigt mål, nettodybde i mm	546
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	790
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	715
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	860
Nettovægt i kg	8,97
Bruttovægt i kg	10,27
Tilbehørspakke	
E 430/1 1/3 sikurve [antal]	1
E 431 injektordyse til dørbælg, Ø 8 x 193 mm [antal]	1
E 432 holder til anæstesislanger [antal]	1
E 433 holder til silikoneanæstesislanger [antal]	2
E 434 holder til børneanæstesislanger [antal]	1
E 466 injektordyse 8 x 333 mm, til ventilationspose [antal]	6
E 496 injektordyse 4 x 120 mm [antal]	15