

A 202

Vogn

til optimal anbringelse af 4 DIN-sikurve.



- Egnet til 4 DIN-sikurve på 2 niveauer
- Påsætningsrammer: kan tages ud til rengøring af høje servicedele
- 6 ekstra tilslutningsmuligheder vha. luer-lock-forbindelse.
- Med indbygget spulearm
- Fyldningsmål på de forskellige niveauer er forskellige

EAN: 4002516854043 / Materiale nummer: 12667130 /

Gammelt materiale nummer: 69620201D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [IPC]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Vogn til indsatser	•
Injektorvogne til sikurve	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	4
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	223
Udvendigt mål, nettobredde i mm	529
Udvendigt mål, nettodybde i mm	542
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	570
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	550
Nettovægt i kg	6,04
Bruttovægt i kg	6,76