


E 103/1

Indsats

til optimal anbringelse af reagensglas op til 12 x 75 mm.



- egnet til ca. 200 reagensglas (op til 12 x 75 mm)
- Opdelt i 6 områder
- Maskebredde på 8 x 8 mm
- Inkl. låg A 13

EAN: 4002516854104 / Materiale nummer: 12667340 /


Gammelt materiale nummer: 69510303D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskine	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
Store laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Indsats/modul til reagensglas	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af reagensglas	•
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	200
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	122
Udvendigt mål, nettobredde i mm	200
Udvendigt mål, nettodybde i mm	220
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	140
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	245
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	250

E 103/1

Indsats

til optimal anbringelse af reagensglas op til 12 x 75 mm.



EAN: 4002516854104 / Materiale nummer: 12667340 /

Gammelt materiale nummer: 69510303D

Nettovægt i kg	0,56
----------------	------

Bruttovægt i kg	0,73
-----------------	------

Tilbehørspakke	
-----------------------	--

A 13-låg [antal]	1
------------------	---