


E 139/1

Indsats

til optimal anbringelse af reagensglas op til 12 x 200 mm.



- Til reagensglas op til en størrelse på 12 x 200 mm
- Opdelt i 6 områder
- Maskebredde 9 x 9 mm
- Kan sættes i underkurven
- Inkl. låg A 13

EAN: 4002516854036 / Materiale nummer: 12667390 /

Gammelt materiale nummer: 69513903D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskine	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
Store laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Indsats/modul til reagensglas	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af reagensglas	•
Genbehandling af laboratorieglasser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	200
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	243
Udvendigt mål, nettobredde i mm	200
Udvendigt mål, nettodybde i mm	230
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	245
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	245
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	265

E 139/1

Indsats

til optimal anbringelse af reagensglas op til 12 x 200 mm.



EAN: 4002516854036 / Materiale nummer: 12667390 /

Gammelt materiale nummer: 69513903D

Nettovægt i kg	1,00
----------------	------

Bruttovægt i kg	1,21
-----------------	------

Tilbehørspakke	
-----------------------	--

A 13-låg [antal]	1
------------------	---