

E 374

Indsats

til optimal anbringelse af ØNH-instrumenter som fx inhalationstilslutninger.



- 24 rum ca. 45 x 45 mm, 27 rum ca. 12 x 12 mm
- Maskebredde i bund: 1,7 mm
- Kan indsættes i over- og underkurv

EAN: 4002516854050 / Materiale nummer: 12667400 /

Gammelt materiale nummer: 69537402D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Indsats til ØNH-instrumenter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	51
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	63
Udvendigt mål, nettobredde i mm	173
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	88
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	225
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	468
Nettovægt i kg	1,14
Bruttovægt i kg	1,34