

A 203

Vogn

til optimal anbringelse af MIC-instrumenter.



- Egnet til anbringelse og bl.a. af E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Fyldning på 2 niveauer

EAN: 4002516853985 / Materiale nummer: 12667770 /

Gammelt materiale nummer: 69620301D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Vogne til MIC-instrumenter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	520
Udvendigt mål, nettobredde i mm	529
Udvendigt mål, nettodybde i mm	542
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	540
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	560
Nettovægt i kg	9,15
Bruttovægt i kg	11,00
Tilbehørspakke	
E 336 hylster MIBO, Ø 11 mm, længde 121 mm [antal]	3
E 362 blindskrue [antal]	2
E 442 hylster, Ø 11 mm, længde 121 mm, med kappe Ø 6 mm [antal]	15
E 443 hylster, Ø 11 mm, længde 121 mm, med kappe Ø 10 mm [antal]	5
E 444 tromle til lyslederkabel/sugeslanger [antal]	1
E 445 - 12 kapper til hylster E 442, åbning med Ø 6 mm [antal]	1
E 446 - 12 kapper til hylster E 443, åbning med Ø 10 mm [antal]	1
E 447 hun-adapter til luer-lock, han [antal]	3
E 448 silikoneslange med luer-lock-adapter, hun [antal]	6
E 449 han-adapter, til luer-lock hun [antal]	5
E 451 indsats 1/6 sikurve [antal]	1
E 452 injektordyse 2,5 x 60 mm [antal]	3
E 453 injektordyse 4 x 110 mm med klemfjeder [antal]	8
E 454 injektordyse til trokarhylstre 10-15 mm [antal]	6
E 456 åbningsfjeder til MIC-instrumenter [antal]	4
E 464 holder til injektordyse E 454 [antal]	3