

A 204

Vogn

til optimal anbringelse af Mikro-instrumenter.



- Niveau 1: egnet til anbringelse af indsatser
- Niveau 2 til højre: 22 tilslutninger til hulrumsinstrumenter
- Niveau 2 til venstre: 11 luer-lock-adapter, han, horisont. Slange
- Med indbygget spulearm
- Filterrør A 800 kan anvendes i begge injektorlister

EAN: 4002516854821 / Materiale nummer: 12667790 /

Gammelt materiale nummer: 69620401D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Injektorvogne til oftalmologiinstrumenter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Mulighed for brug af et centralfilter	•
Kapacitet	
OP-sæt til mikroinstrumenter [antal]	2-4
Tilbehørspakke	
E 476 holder [antal]	1
E 477 anslag [antal]	1