

A 301/4

Injektormodul

til optimal anbringelse af laboratorieglass - kan udstyres med 18 dyser.



- Til div. laboratorieglass som erlenmeyerkolber, rundkolber osv.
- Modul uden injektordyser – fyldning efter individuelt behov
- Til op til 18 injektordyser
- Komponent til EasyLoad-systemet
- Dyseafstand 78 mm i bredden, 78 mm i dybden
- Særligt egnet til A 842 og A 843 (dysediameter 4 mm)

EAN: 4002516854739 / Materiale nummer: 12668790 /

Gammelt materiale nummer: 69630106D

| Produktkategori                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier                     | •                        |
| SlimLine-laboratorieopvaskemaskine                                     | •                        |
| Maskiner til rengøring af industrielle dele                            | •                        |
| SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele | •                        |
| Produkttilknytning                                                     |                          |
| PLW 8636 [IPC]                                                         | •                        |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON]                                                 | •                        |
| PG 8504                                                                | •                        |
| PG 8583                                                                | •                        |
| PG 8583 CD                                                             | •                        |
| PG 8593                                                                | •                        |
| PLW 8604                                                               | •                        |
| PLW 8683                                                               | •                        |
| PLW 8683 CD                                                            | •                        |
| PLW 8693                                                               | •                        |
| PLW 7111                                                               | •                        |
| PLW 7111 [IPC]                                                         | •                        |
| Produktkategori                                                        |                          |
| Indsats/modul til smalhalsede glas                                     | •                        |
| Indsats til diverse flasker                                            | •                        |
| Anvendelsesområde                                                      |                          |
| Genbehandling af laboratorieglass                                      | •                        |
| Produktegenskaber                                                      |                          |
| Materiale                                                              | Rustfrit stål, Kunststof |
| Farve                                                                  | Rustfrit stål, Sort      |
| Komponent til EasyLoad-systemet                                        | •                        |
| Kapacitet                                                              |                          |
| Smalhalsede glas [antal]                                               | 18                       |
| Mål og vægt                                                            |                          |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                                         | 72                       |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                                        | 173                      |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                                         | 479                      |
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm                                        | 100                      |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm                                       | 205                      |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm                                        | 487                      |
| Nettovægt i kg                                                         | 0,89                     |
| Bruttovægt i kg                                                        | 1,89                     |