


A 302/2

Injektormodul

til optimal anbringelse af laboratorieglass - kan udstyres med 32 dyser.



- Til div. laboratorieglass som erlenmeyerkolber, rundkolber osv.
- Modul uden injektordyser – fyldning efter individuelt behov
- Til op til 32 injektordyser
- Komponent til EasyLoad-systemet
- Dyseafstand 60 mm i bredden, 57 mm i dybden
- Særligt egnet til A 844 og A 845 (dysediameter 2,5 mm)

EAN: 4002516854098 / Materiale nummer: 12669210 /

Gammelt materiale nummer: 69630204D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskine	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Indsats til diverse flasker	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	32
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	72
Udvendigt mål, nettobredde i mm	195
Udvendigt mål, nettodybde i mm	479
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	90
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	205
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	500
Nettovægt i kg	1,11
Bruttovægt i kg	1,96