


A 303  
Modul  
til optimal anbringelse af op til 98 pipetter.



- Eget til fx 98 måle- og fuldpipetter
- Monteringsrammens højde: 150 mm
- 1 stk. kan indsættes i hver kurv A 150 og APLW 106
- Fyldningshøjde: maks. 450 mm (i A 150) og 605 mm (i APLW 106)

EAN: 4002516854746 / Materiale nummer: 12669220 /  
Gammelt materiale nummer: 69630301D

| Produktkategori                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier       | •                        |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | •                        |
| Produkttilknytning                                       |                          |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON]                                   | •                        |
| PG 8583                                                  | •                        |
| PG 8583 CD                                               | •                        |
| PG 8593                                                  | •                        |
| PLW 8683                                                 | •                        |
| PLW 8683 CD                                              | •                        |
| PLW 8693                                                 | •                        |
| PLW 7111                                                 | •                        |
| Produktkategori                                          |                          |
| Indsats/modul til pipetter                               | •                        |
| Anvendelsesområde                                        |                          |
| Genbehandling af pipetter/vials                          | •                        |
| Produktegenskaber                                        |                          |
| Materiale                                                | Rustfrit stål, Kunststof |
| Farve                                                    | Rustfrit stål, Sort      |
| Kapacitet                                                |                          |
| Pipetter [antal]                                         | 98                       |
| Mål og vægt                                              |                          |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                           | 185                      |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                          | 222                      |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                           | 471                      |
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm                          | 220                      |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm                         | 260                      |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm                          | 490                      |
| Nettovægt i kg                                           | 2,50                     |
| Bruttovægt i kg                                          | 3,08                     |