

A 304
Modul
til optimal anbringelse af op til 98 små rør.



- Egnet til fx 98 centrifugerør, vials, reagensglas
- Fyldningshøjden er forskellig afhængigt af placering
- 1 stk. kan indsættes i hver kurv A 100, A 150 og APLW 106

EAN: 4002516854982 / Materiale nummer: 12669230 /
Gammelt materiale nummer: 69630401D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Indsats/modul til reagensglas	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af reagensglas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Kapacitet	
Vials [antal]	98
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	130
Udvendigt mål, nettobredde i mm	222
Udvendigt mål, nettodybde i mm	471
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	150
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	230
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	490
Nettovægt i kg	2,30
Bruttovægt i kg	3,15