

E 417/1

Indsats

til optimal anbringelse af op til 30 øre- og næsespekler.



- Til påsætning af ca. 30 øre- og næsespekler
- 280 Rum ca. ?? x ??
- Maskebredden i bunden er 4 mm
- Kan indsættes i over- og underkurv

EAN: 4002516855224 / Materiale nummer: 12669760 /

Gammelt materiale nummer: 69541703D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Indsats til ØNH-instrumenter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	280
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	80
Udvendigt mål, nettobredde i mm	220
Udvendigt mål, nettodybde i mm	435
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	88
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	196
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	475
Nettovægt i kg	1,51
Bruttovægt i kg	1,72