


A 601  
Indsats  
til tilføjelse af et ekstra niveau i vogn A 501.



- Uden spulearm

EAN: 4002516854081 / Materiale nummer: 12669810 /  
Gammelt materiale nummer: 69660102D

| Produktkategori                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | •             |
| Produkttilknytning                                       |               |
| PLW 8615                                                 | •             |
| PLW 8616                                                 | •             |
| PLW 8617                                                 | •             |
| Produktkategori                                          |               |
| Anden indsats/andet modul                                | •             |
| Anvendelsesområde                                        |               |
| Genbehandling af laboratorieglass                        | •             |
| Produktegenskaber                                        |               |
| Materiale                                                | Rustfrit stål |
| Farve                                                    | Rustfrit stål |
| Kapacitet                                                |               |
| DIN-sikurve [antal]                                      | 3             |
| SPRI-sikurve [antal]                                     | 2             |
| Mål og vægt                                              |               |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                           | 33            |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                          | 590           |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                           | 775           |
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm                          | 95            |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm                         | 615           |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm                          | 780           |
| Nettovægt i kg                                           | 2,12          |
| Bruttovægt i kg                                          | 2,90          |