

E 466

Injektordyse

til optimal anbringelse af ventilationsposser 8 x 333 mm.



EAN: 4002516854920 / Materiale nummer: 12669890 /

Gammelt materiale nummer: 69746602D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Andet tilbehør	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettodybde i mm	333
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	150
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	200
Nettovægt i kg	0,85
Bruttovægt i kg	1,00