

E 479

Holder

til Mikro-instrumenter med op til 4 mm Ø.



- Kan indsættes i filtre med en maskebredde på 5 mm
- 50 stk. pr. pose

EAN: 4002516854067 / Materiale nummer: 12669910 /

Gammelt materiale nummer: 69747902D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Holder	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Transparent
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	5
Udvendigt mål, nettobredde i mm	21
Udvendigt mål, nettodybde i mm	21
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	150
Nettovægt i kg	0,07
Bruttovægt i kg	0,08