

E 494
 Indsats
 til løs anbringelse af 5 mikrotiterplader.



EAN: 4002516853947 / Materiale nummer: 12669920 /
 Gammelt materiale nummer: 69549402D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskine	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
Store laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Mikrotiterplader [antal]	5
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	35
Udvendigt mål, nettobredde i mm	205
Udvendigt mål, nettodybde i mm	440
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	90
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	230
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	465

E 494

Indsats

til løs anbringelse af 5 mikrotiterplader.



EAN: 4002516853947 / Materiale nummer: 12669920 /

Gammelt materiale nummer: 69549402D

Nettovægt i kg

0,48

Bruttovægt i kg

0,72