

A 606

Modul

til brug af fx indsatser til laboratorie i det øverste niveau i vogn A 503



- Med spulearm

EAN: 4002516853961 / Materiale nummer: 12669930 /
Gammelt materiale nummer: 69660602D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Anden indsats/andet modul	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	97
Udvendigt mål, nettobredde i mm	505
Udvendigt mål, nettodybde i mm	606
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	120
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	610
Nettovægt i kg	2,40
Bruttovægt i kg	3,05