

A 612

Modul

til optimal genbehandling af store laboratorieglass.



- Kan udstyres individuelt med A 846, A 847 og A 848 injektordyser
- Egnet til laboratorieflasker 2-10 l, rundkolber 2-6 l
- Egnet til erlenmeyerkolber 2-5 l, målekolber 2-5 l
- Til brug i vognene A 503 og APLW 511

EAN: 4002516854173 / Materiale nummer: 12670000 /

Gammelt materiale nummer: 69661201D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Modul til store laboratorieglass	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Kapacitet	
Store laboratorieglass [antal]	4
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	221
Udvendigt mål, nettobredde i mm	253
Udvendigt mål, nettodybde i mm	602
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	253
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	293
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	648
Nettovægt i kg	3,23
Bruttovægt i kg	3,75