


A 613

Modul

til optimal genbehandling af hel- og målepipetter.



- Til 98 pipetter
- Egned til målepipetter med en volumen på 1-50 ml
- Egned til fuldpipetter med en volumen på 1-100 ml
- Kan indsættes i vogn A 503
- Kapaciteten afhænger af pipetternes maksimale diameter

EAN: 4002516854128 / Materiale nummer: 12670020 /

Gammelt materiale nummer: 69661301D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Indsats/modul til pipetter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Kapacitet	
Pipetter [antal]	98
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	194
Udvendigt mål, nettobredde i mm	254
Udvendigt mål, nettodybde i mm	604
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	217
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	283
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	615
Nettovægt i kg	2,69
Bruttovægt i kg	3,05