

E 496

Injektordyse

med holdeclips til inkubationsmateriale.



EAN: 4002516854579 / Materiale nummer: 12670260 /

Gammelt materiale nummer: 69749602D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produktilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	120
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,01
Bruttovægt i kg	0,01