

E 792

Silikoneslange med tilslutning
til tilslutning til luer-lock-forbindelser, hun.



- Med tilslutning luer-lock (han)
- 160 mm lang
- 4 silikoneslanger pr. pakning

EAN: 4002516854760 / Materiale nummer: 12670280 /
Gammelt materiale nummer: 69779202D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Andet tilbehør	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Transparent
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettodybde i mm	160
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	120
Nettovægt i kg	0,08
Bruttovægt i kg	0,09