

E 803

Indsats

til optimal anbringelse af øre- og næsespejler.



- 160 rum ca. 13 x 13 mm
- Maskebredde i bund: 1,7 mm
- Kan indsættes i over- og underkurv

EAN: 4002516854715 / Materiale nummer: 12670290 /

Gammelt materiale nummer: 69580302D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Indsats til ØNH-instrumenter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	160
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	63
Udvendigt mål, nettobredde i mm	165
Udvendigt mål, nettodybde i mm	317
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	132
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	233
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	484
Nettovægt i kg	0,80
Bruttovægt i kg	1,07