

A 620

Injektormodul

til optimal genbehandling af laboratorieglass med 10 injektorpladser.



- Kanudstyres individuelt med maks. 10 injektordyser
- Til brug i vognene A 503 og APLW 511
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516853909 / Materiale nummer: 12678100 /

Gammelt materiale nummer: 69662001D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Indsats til diverse flasker	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	113
Udvendigt mål, nettobredde i mm	133
Udvendigt mål, nettodybde i mm	608
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	145
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	150
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	620
Nettovægt i kg	1,59
Bruttovægt i kg	1,82