

A 621

Injektormodul

til optimal genbehandling af laboratorieglass med 20 injektorpladser.



- Kan udstyres individuelt med maks. 20 injektordyser
- Til brug i vognene A 503 og APLW 511
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516855125 / Materiale nummer: 12678110 /
Gammelt materiale nummer: 69662101D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Indsats til diverse flasker	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	20
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	113
Udvendigt mål, nettobredde i mm	173
Udvendigt mål, nettodybde i mm	608
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	170
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	208
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	645
Nettovægt i kg	1,93
Bruttovægt i kg	2,27