

E 907/1

Sikurv

til optimal anbringelse af diverse små instrumenter.



- Med låg til små dele
- Maskebredde 3 x 1 mm
- Krog til ophængning i E 905/1 og E 903/1

EAN: 4002516854258 / Materiale nummer: 12678170 /
Gammelt materiale nummer: 69590703D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategori	
Sikurve	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	48
Udvendigt mål, nettobredde i mm	129
Udvendigt mål, nettodybde i mm	170
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	75
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	160
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	243
Nettovægt i kg	0,26
Bruttovægt i kg	0,37