

E 936

Indsats

til optimal fyldning af op til 15 lampehåndtag.



EAN: 4002516854326 / Materiale nummer: 12678190 /

Gammelt materiale nummer: 69593602D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Lampegreb [antal]	15
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	90
Udvendigt mål, nettobredde i mm	245
Udvendigt mål, nettodybde i mm	500
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	135
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	277
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	529
Nettovægt i kg	0,64
Bruttovægt i kg	1,05