

E 975/2

Vogn

til optimal rengøring af instrumenter på 2 niveauer.



- Udstyret med en indbygget spulearm
- Magnetliste til automatisk vognregistrering
- Fyldningshøjden på begge niveauer er forskellige

EAN: 4002516853916 / Materiale nummer: 12678470 /
Gammelt materiale nummer: 69597504D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner med stor rengøringsbeholder, brandvæsener og redningstjenester	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vogn til indsatser	•
Injektorvogne til opbevaring af sikurve	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	6
SPRI-sikurve [antal]	4
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	426
Udvendigt mål, nettobredde i mm	636
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	790
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	715
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	860
Nettovægt i kg	11,40
Bruttovægt i kg	28,60
Tilbehørspakke	
Magnetliste til automatisk vognenkendelse (inkl. magneter) [antal]	1