

E 980

Adapter

til optimal anbringelse af lange hulrumsinstrumenter.



- Giver mulighed for påsætning af lange hulrumsinstrumenter
- Mulighed for at skrue diverse dyser eller luer-lock-adaptore på

EAN: 4002516853879 / Materiale nummer: 12678480 /

Gammelt materiale nummer: 69598002D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Andet tilbehør	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,04
Bruttovægt i kg	0,05