

A 622

Injektormodul

til optimal genbehandling af laboratorieglass med 36 injektorpladser.



- Kan udstyres individuelt med maks. 36 dyser
- Til brug i vognene A 503 og APLW 511
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516854531 / Materiale nummer: 12678490 /
Gammelt materiale nummer: 69662201D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Indsats til diverse flasker	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	36
Flasker [antal]	36
Rundkolber [antal]	36
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	113
Udvendigt mål, nettobredde i mm	204
Udvendigt mål, nettodybde i mm	608
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	145
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	222
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	629
Nettovægt i kg	2,22
Bruttovægt i kg	2,60