

A 602

Modul

til optimal rengøring af instrumenter fra robotassisteret kirurgi.



- Til 8 instrumenter, nyeste generation (Xi)

EAN: 4002516843108 / Materiale nummer: 12678550 /
Gammelt materiale nummer: 69660202D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Modul/holder til robotinstrumenter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af robotinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Robotinstrumenter [antal]	8
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	303
Udvendigt mål, nettobredde i mm	555
Udvendigt mål, nettodybde i mm	318
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	353
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	354
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	590
Nettovægt i kg	5,15
Bruttovægt i kg	6,39