

A 805

Holder

til optimal rengøring af instrumenter fra robotassisteret kirurgi.



- Til specialinstrumenter, kirurgiske staplere (Si)

EAN: 4002516854272 / Materiale nummer: 12680080 /

Gammelt materiale nummer: 69680502D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Modul/holder til robotinstrumenter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af robotinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Robotinstrumenter [antal]	1
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	92
Udvendigt mål, nettobredde i mm	41
Udvendigt mål, nettodybde i mm	165
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	73
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	163
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	245
Nettovægt i kg	0,19
Bruttovægt i kg	0,30