

A 807

Holder

til optimal rengøring af instrumenter fra robotassisteret kirurgi.



- Til specialinstr., præpareringsclips, ældre generation, S/Si

EAN: 4002516854685 / Materiale nummer: 12680120 /

Gammelt materiale nummer: 69680702D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Modul/holder til robotinstrumenter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af robotinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Robotinstrumenter [antal]	1
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	77
Udvendigt mål, nettobredde i mm	41
Udvendigt mål, nettodybde i mm	165
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	25
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	245
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	485
Nettovægt i kg	0,16
Bruttovægt i kg	0,24