

A 808

Holder

til optimal rengøring af instrumenter fra robotassisteret kirurgi.



- Til specialinstrumenter, kirurgisk stabler (Xi)

EAN: 4002516853886 / Materiale nummer: 12680130 /

Gammelt materiale nummer: 69680802D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Modul/holder til robotinstrumenter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af robotinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Robotinstrumenter [antal]	1
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	50
Udvendigt mål, nettobredde i mm	145
Udvendigt mål, nettodybde i mm	159
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	76
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	164
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	244
Nettovægt i kg	0,21
Bruttovægt i kg	0,31