

MF 27/28-1

Transportvogn

til fyldning og tømning af rengørings- og desinfektionsmaskiner.



- Udstyret med 4 hjul, 2 af dem kan fæstnes
- Nem og behagelig håndtering på grund af afrundede håndtag
- Kan tilsl./fikseres med begge sider på produkt, rullebånd osv.
- Indlastningshøjde 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Med aftagelig opsamlingsbeholder H 70, B 603, D 866 mm

EAN: 4002516853923 / Materiale nummer: 12680160 /

Gammelt materiale nummer: 69200112D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Opbevarings-/transportsystem	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1050
Udvendigt mål, nettobredde i mm	740
Udvendigt mål, nettodybde i mm	930
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1155
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	800
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1200
Nettovægt i kg	28,00
Bruttovægt i kg	47,60