

UGT 44-60/85

Sokkel, lukket, med dør
til ergonomisk påfyldning og tømning af maskinen.



- Til opbevaring af fx proceskemikalier

EAN: 4002516854906 / Materiale nummer: 12680260 /
Gammelt materiale nummer: 69506002D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Underbygning/sokkel	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	468
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	568
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	610
Nettovægt i kg	18,20
Bruttovægt i kg	19,80