

MT

Vogn

til fyldning og tømning af rengørings- og desinfektionsmaskiner.



- Til opbevaring og transport af kurve og indsatser
- Opdelt i 4 niveauer, som er justerbare med 102,5 mm
- Kan køre med 4 hjul, der kan låses
- Fyldningshøjde 549 x 599 mm

EAN: 4002516854159 / Materiale nummer: 12681000 /

Gammelt materiale nummer: 69200114D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Opbevarings-/transportsystem	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1985
Udvendigt mål, nettobredde i mm	662
Udvendigt mål, nettodybde i mm	616
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	920
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	775
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	2001
Nettovægt i kg	23,00
Bruttovægt i kg	37,60