

A 306/1

Modul

til optimal anbringelse af store laboratorieglass.



- Egnet til 4 1-2-liters målecylindre, høj form
- Egnet til 2 1-2-liters målecylindre, lav form og to i høj form
- Rilsanbelagte holde- og placeringsflader
- Målecylindrene kan tages ud med modulet placeret i maskinen
- Maksimal længde på målecylindrene i A 150-underkurven: 500 mm
- Der kan bruges op til 2 moduler i kurvene A 150 og APLW 106

EAN: 4002516854456 / Materiale nummer: 12683100 /

Gammelt materiale nummer: 69630602D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Indsats/model til målecylindere	•
Modul til store laboratorieglass	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af målecylindere	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof, Tråd, rilsanbelagt
Farve	Rustfrit stål, Sort, Hvid
Kapacitet	
Målecylindre [antal]	4
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	235
Udvendigt mål, nettobredde i mm	418
Udvendigt mål, nettodybde i mm	471
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	250
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	390
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	485
Nettovægt i kg	2,87
Bruttovægt i kg	3,41