

A 307

Indsats

til optimal anbringelse af 20 operationssko op til størrelse 48.



- Egnet til 20 operationssko
- Med 265 mm lange holdere
- Til brug i underkurven A 151
- Mulighed for rengøring af operationssko op til størrelse 48

EAN: 4002516854975 / Materiale nummer: 12683150 /

Gammelt materiale nummer: 69630701D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Indsats til OP-sko	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af OP-sko	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
OP-sko [antal]	20
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	279
Udvendigt mål, nettobredde i mm	390
Udvendigt mål, nettodybde i mm	360
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	290
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	396
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	480
Nettovægt i kg	1,52
Bruttovægt i kg	2,01