

A 308

Indsats

til optimal anbringelse af 34 indlægssåler til operationssko.



- Egnet til op til 34 indlægssåler
- Til brug i over- eller underkurve

EAN: 4002516855415 / Materiale nummer: 12683170 /  
Gammelt materiale nummer: 69630801D

| Produktkategori                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin | •             |
| Produkttilknytning                            |               |
| PG 8562                                       | •             |
| PG 8582                                       | •             |
| PG 8582 CD                                    | •             |
| PG 8592                                       | •             |
| PWD 8682                                      | •             |
| PWD 8682 CD                                   | •             |
| PWD 8692                                      | •             |
| Produktkategori                               |               |
| Indsats til OP-sko                            | •             |
| Anvendelsesområde                             |               |
| Genbehandling af OP-sko                       | •             |
| Produktegenskaber                             |               |
| Materiale                                     | Rustfrit stål |
| Farve                                         | Rustfrit stål |
| Mål og vægt                                   |               |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                | 71            |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm               | 475           |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                | 445           |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm               | 270           |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm              | 525           |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm               | 540           |
| Nettovægt i kg                                | 1,14          |
| Bruttovægt i kg                               | 2,00          |