

A 500

Vogn

med 1 niveau til rengøring af laboratorieglasser og -utensilier.



- Til anbringelse af indsatser og sikurve
- Med A 603, som kan udvides til 2 niveauer

EAN: 4002516855026 / Materiale nummer: 12684430 /

Gammelt materiale nummer: 69650002D

| Produktkategori                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier                                            | •                        |
| Rengørings- og desinfektionsmaskiner med stor rengøringsbeholder, brandvæsener og redningstjenester | •                        |
| Produkttilknytning                                                                                  |                          |
| PLW 8615                                                                                            | •                        |
| PLW 8615 [Safety]                                                                                   | •                        |
| PLW 8616                                                                                            | •                        |
| PLW 8616 [Safety]                                                                                   | •                        |
| PLW 8617                                                                                            | •                        |
| PLW 8617 [Safety]                                                                                   | •                        |
| Produktkategori                                                                                     |                          |
| Vogn til indsatser                                                                                  | •                        |
| Anvendelsesområde                                                                                   |                          |
| Genbehandling af laboratorieglasser                                                                 | •                        |
| Produktegenskaber                                                                                   |                          |
| Materiale                                                                                           | Rustfrit stål, Kunststof |
| Farve                                                                                               | Rustfrit stål, Sort      |
| Kapacitet                                                                                           |                          |
| DIN-sikurve [antal]                                                                                 | 3                        |
| SPRI-sikurve [antal]                                                                                | 2                        |
| Mål og vægt                                                                                         |                          |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                                                                      | 153                      |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                                                                     | 650                      |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                                                                      | 790                      |
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm                                                                     | 190                      |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm                                                                    | 655                      |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm                                                                      | 810                      |
| Nettovægt i kg                                                                                      | 6,02                     |
| Bruttovægt i kg                                                                                     | 7,36                     |