

A 503

Vogn

uden niveauer, til rengøring af laboratorieglass og -utensilier.



- Til påfyldningsmoduler og indsatser
- Alt efter højde kan der anbringes op til 6 moduler
- Den øverste liste samt den øverste stiver kan tages af

EAN: 4002516854784 / Materiale nummer: 12685380 /

Gammelt materiale nummer: 69650302D

Produktkategori

Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier

Produkttilknytning

PLW 8615

PLW 8616

PLW 8617

Produktkategori

Vogn med modultilslutning

Anvendelsesområde

Genbehandling af laboratorieglass

Produktegenskaber

Materiale

Rustfrit stål, Kunststof

Farve

Rustfrit stål, Sort

Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm

433

Udvendigt mål, nettobredde i mm

790

Udvendigt mål, nettodybde i mm

650

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm

790

Udvendigt mål, bruttobredde i mm

715

Udvendigt mål, bruttodybde i mm

860

Nettovægt i kg

11,40

Bruttovægt i kg

22,20