

A 505

Vogn

med 3 niveauer til rengøring af laboratorieglass og -utensilier.



- Til anbringelse af indsatser og sikurve

EAN: 4002516854678 / Materiale nummer: 12685400 /

Gammelt materiale nummer: 69650501D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Vogn til indsatser	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af sikurve	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	9
SPRI-sikurve [antal]	6
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	543
Udvendigt mål, nettobredde i mm	650
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	790
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	715
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	860
Nettovægt i kg	15,60
Bruttovægt i kg	26,40