

E 491

Indsats

til optimal anbringelse af roterende instrumenter.



- Egnet til 18 skafter
- Til 30 hånd- og vinkelstykskafter
- Også egnet til roterende instrumenter, fx ved podologi

EAN: 4002516855194 / Materiale nummer: 12686260 /
Gammelt materiale nummer: 68549103D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Indsats/modul til tandlægeinstrumenter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Skafter [antal]	48
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	53
Udvendigt mål, nettobredde i mm	70
Udvendigt mål, nettodybde i mm	120
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	100
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	265
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	180
Nettovægt i kg	0,30
Bruttovægt i kg	1,00