

A 600

Modul

til optimal rengøring af instrumenter fra robotassisteret kirurgi.



- Til 6 instrumenter, ældre generation (S/Si)

EAN: 4002516854562 / Materiale nummer: 12686280 /

Gammelt materiale nummer: 69660002D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Modul/holder til robotinstrumenter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af robotinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Robotinstrumenter [antal]	6
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	265
Udvendigt mål, nettobredde i mm	573
Udvendigt mål, nettodybde i mm	318
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	360
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	600
Nettovægt i kg	5,07
Bruttovægt i kg	5,63