

UGT F10
Ben
til soklen UGT 44-60/85.



- Sæt bestående af 4 ben
- Til fast forskrning på soklen

EAN: 4002516860365 / Materiale nummer: 12687190 /
Gammelt materiale nummer: 69506102D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Underbygning/sokkel	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	83
Udvendigt mål, nettobredde i mm	45
Udvendigt mål, nettodybde i mm	45
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	70
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	110
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	185
Nettovægt i kg	1,23
Bruttovægt i kg	6,40