

DOS 60/30

Doseringspumpe

til dosering af flydende, neutrale/alkaliske midler.



- Til dosering af flydende vaskemiddel
- Til dosering af kemisk desinfektionsmiddel
- Til efterfølgende indbygning via Miele's kundeservice

EAN: 4002516854463 / Materiale nummer: 12687820 /

Gammelt materiale nummer: 69225010D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategori	
Doseringssystem	•
Produktegenskaber	
Forsyningshastighed i ml/60 sek.	120
Sugelansens længde i mm	333
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	165
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	205
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	486
Nettovægt i kg	0,85
Bruttovægt i kg	1,26