

APWD 217

Vogn

med 3 niveauer til rengøring og desinfektion af dentale instrumenter.



- Til opbevaring af indsatser og sikurve
- Vognen har 3 muligheder for netværksforbindelse til APWD 646 modulet
- Til op til 66 hulrumsinstrumenter og op til 160 instrumentsæt

EAN: 4002516863069 / Materiale nummer: 12718910 /

Gammelt materiale nummer: 69610800D

Produktkategori

Termodesinfektorer med stor kapacitet, dental

Produkttilknytning

PWD 7121

PWD 7122

Produktkategori

Vogn til indsatser

Anvendelsesområde

Genbehandling af tandlægeinstrumenter

Genbehandling af instrumenter med hulrum

Genbehandling af trays/bakker

Produktegenskaber

Materiale

Rustfrit stål, Kunststof

Farve

Rustfrit stål, Sort

Kapacitet

Hånd- og vinkelstykker [antal]

66

Sugere [antal]

66

Instrumenter med hulrum [antal]

66