


APWD 646

Injektormodul

til genbehandling af dentale hulrumsinstrumenter i PWD 7121 og PWD 7122.



- Kapacitet: 22 dentale hulrumsinstrumenter
- Kan anvendes i APWD 217
- Alle gængse dental-adaptore og -tilbehør kan anvendes

EAN: 4002516863052 / Materiale nummer: 12719050 /
Gammelt materiale nummer: 69631600D

Produktkategori	
Termodesinfektorer med stor kapacitet, dental	•
Produkttilknytning	
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Produktkategori	
Indsats/modul til tandlægeinstrumenter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Mulighed for brug af et centralfilter	•
Kapacitet	
Hånd- og vinkelstykker [antal]	22
Sugere [antal]	22
Instrumenter med hulrum [antal]	22
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	85
Udvendigt mål, nettobredde i mm	125
Udvendigt mål, nettodybde i mm	523
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	115
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	150
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	565
Nettovægt i kg	1,26
Bruttovægt i kg	1,49