

APWD 907

Transportvogn

til fyldning/tømning af desinfektorer/lab.opvaskere m. stort kammer, SlimLine.



- Udstyret med 4 hjul, hvoraf 2 kan låses
- Nem og bekvem håndtering, takket være ergonomisk greb
- Mobile enheder er automatisk sikret mod at vælte
- Til fyldning/tømning af PWD 7121 og PWD 7122 (ikke PLW 7111 og PLW 7111 Safety)
- Med opsamlingsflaske til opsamling af drænet væske

EAN: 4002516860594 / Materiale nummer: 12722690 /

Gammelt materiale nummer: 69200117D

Produktkategori	
Termodesinfektorer med stor kapacitet, dental	•
Produkttilknytning	
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Produktkategori	
Opbevarings-/transportsystem	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Genbehandling af trays/bakker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål, Sort
Højdejusterbar	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1091
Udvendigt mål, nettobredde i mm	612
Udvendigt mål, nettodybde i mm	832
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1200
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	800
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1200
Nettovægt i kg	25,00
Bruttovægt i kg	45,00